

水銀レス血压計キャンペーンのご案内

平素より西三河医師会協同組合をご利用くださりまして、誠にありがとうございます。
近く、地区医師会で水銀血压計等の回収事業が実施されます。この機会に水銀レス血压計への切り替えをお勧めいたします。

水銀柱イメージ血压計 水銀レス血压計

水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血压計です。
測定方法は水銀血压計と同様で、聴診器を使いコロトコフ音(K音)を聴いての測定です。
電源ボタンを押して、加圧するだけのシンプル操作です。

i 詳しい製品仕様につきましては、カタログをご用意しております。お気軽にお問合せください。

KENZMEDICO
ORIGINAL
ケンズメディコオリジナル

RADICAL MOVEMENT
クイックスタンバイ

NEW BACK LIGHT
新型バックライト液晶

KM-380 II

KENZMEDICO

ウォッシュャブルカフ

スタンド型

KM-382

綿カフ

お申込みは、裏面に必要事項をご記入のうえ、当組合にFAXをお送りください

水銀不使用の水銀柱イメージ血压計です。

より使いやすく、より便利になった水銀レス血压計。

電源ボタンを押せば、“バツ”と点いて“バツ”と使えるシンプル操作!



クイックスタンバイ

- ✓測定準備完了までの時間短縮
電源投入後、約2秒で測定に入れます。

新型バックライト液晶

- ✓照度2段階機能を採用
・加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。
・測定中は常時点灯。

- ✓測定中の誤操作防止
測定中に誤って電源ボタンを押しても電源は切れません。

- ✓オートパワーOFF機能付き
加圧しない状態で約5分間経過すると自動的に電源OFF。

- ✓電池寿命
約6,000回の使用が可能。

- ✓軽量設計

- ✓底面には滑り止め付き

- ✓ノンラテックス仕様
送気球、ブラダー、チューブの素材は、天然ゴムを一切使用していない安心のノンラテックス仕様。
ラテックスアレルギーの医療従事者様、患者様も安心してご使用頂けます。



暗所でも見やすい



- ✓カフは選べる2種類

①ウォッシュブルカフ

- ・液体が染み込まないノンブラダーのワンピースカフです。(内面ウレタンコーティング)
- ・消毒液での清拭が簡単で、チューブを外してコネクタープラグ(洗浄用キャップ)を付ければ水洗いも可能。



チューブ長(延長チューブ使用)60cm



②綿カフ

- ・ブラダーを使用している綿製カフです。
- ・肌あたりがソフトな使い心地。



チューブ長70cm

水銀レス血压計 申込書

| 品名 | 組合員価格(税別) | 購入数 |
|----------------------------------|-----------|-----|
| 水銀レス血压計(標準型) KM-380II ウォッシュブルカフ付 | 6,300 円 | 台 |
| 水銀レス血压計(標準型) KM-380II 綿カフ付 | 6,300 円 | 台 |
| 水銀レス血压計(スタンド型) KM-382 ウォッシュブルカフ付 | 14,700 円 | 台 |



現在、スタンド型(14,700円)は品薄の状態になっています。お申込み後、お届けまでに1か月ほどお時間をいただいております。ご了承ください。

また、上記以外にも、各種血压計のお取扱いをしております。お気軽にお問合せ下さい。



| | | | |
|------|------|---------|-----|
| 病医院名 | | | |
| ご担当者 | | | |
| 電話番号 | お申込日 | 平成 28 年 | 月 日 |

FAX 0564-54-0560

西三河医師会協同組合

お問合せは TEL 0564-54-0020